

A 202

Chariot

pour la prise en charge optimale de 4 compléments à mailles DIN.



- Convient pour 4 compléments à mailles DIN sur 2 niveaux
- Cadre d'accueil : amovible pour le traitement des charges hautes
- 6 possibilités de raccordement suppl. avec connexion Luer-Lock.
- Avec bras de lavage intégré
- La mesure de chargement des différents niveaux est différente

Code EAN: 4002516854043 / Numéro de matériel: 12667130 /

Ancien Numéro de matériel: 69620201D

Famille produit	
Laveurs de laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Appareils de nettoyage pour le nettoyage de pièces industriel	•
Accessoires	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Catégorie de produit	
Chariot pour compléments	•
Chariot pour les compléments à mailles	•
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Acier inoxydable, Noir
Capacité	
Compléments à mailles DIN [nombre]	4
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	223
Cote extérieure, largeur nette en mm	529
Cote extérieure, profondeur nette en mm	542
Cote extérieure, hauteur brute en mm	270
Cote extérieure, largeur brute en mm	570
Cote extérieure, profondeur brute en mm	550
Poids net en kg	6,05
Poids brut en kg	6,76