


E 103/1

Utilisation

pour une prise en charge optimale des tubes à essai jusqu'à 12 x 75 mm.



- convient pour env. 200 Tubes à essai (jusqu'à 12 x 75 mm)
- Réparti dans 6 compartiments
- La largeur de mailles est égale à 8 x 8 mm
- Comprendant le couvercle A 13

Code EAN: 4002516854104 / Numéro de matériel: 12667340 /


Ancien Numéro de matériel: 69510303D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Laveurs de laboratoire SlimLine	•
Appareils de nettoyage pour le nettoyage de pièces industriel	•
Laveurs de laboratoire grande cuve pour le nettoyage de pièces industriel	•
Laveurs de laboratoire SlimLine pour le nettoyage de pièces industriel	•
Accessoires	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
PLW 8505	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les tubes à essai	•
Domaine d'application	
Traitement des tubes à essai	•
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Capacité	
Tubes à essai [nombre]	200
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	122
Cote extérieure, largeur nette en mm	200
Cote extérieure, profondeur nette en mm	220
Cote extérieure, hauteur brute en mm	140
Cote extérieure, largeur brute en mm	245

E 103/1

Utilisation

pour une prise en charge optimale des tubes à essai jusqu'à 12 x 75 mm.



Code EAN: 4002516854104 / Numéro de matériel: 12667340 /

Ancien Numéro de matériel: 69510303D

Cote extérieure, profondeur brute en mm	250
---	-----

Poids net en kg	0,56
-----------------	------

Poids brut en kg	0,73
------------------	------

Articles fournis	
-------------------------	--

Couvercles A 13 [nombre]	1
--------------------------	---