

E 374

Utilisation

pour la prise en charge d'instruments ORL, comme des raccords d'inhalateurs.



- 24 comp. d'env. 45 x 45 mm, 27 comp. d'env. 12 x 12 mm
- Largeur de mailles au fond : 1,7 mm
- Utilisable dans le panier inférieur et supérieur

Code EAN: 4002516854050 / Numéro de matériel: 12667400 /

Ancien Numéro de matériel: 69537402D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Catégorie de produit	
Complément pour les instruments ORL	•
Domaine d'application	
Traitement des instruments ORL	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Nombre de compléments	51
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	63
Cote extérieure, largeur nette en mm	173
Cote extérieure, profondeur nette en mm	445
Cote extérieure, hauteur brute en mm	88
Cote extérieure, largeur brute en mm	225
Cote extérieure, profondeur brute en mm	468
Poids net en kg	1,14
Poids brut en kg	1,35