

A 203 Chariot pour la prise en charge optimale d'instruments MIC.



- Convient pour la prise en charge et via le titre de, E 451, E 457, E 460, E 473, E 444
- Chargement sur 2 niveaux

Code EAN: 4002516853985 / Numéro de matériel: 12667770 /
Ancien Numéro de matériel: 69620301D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Catégorie de produit	
Chariots pour les instruments MIC	•
Domaine d'application	
Traitement des instruments MIC	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	520
Cote extérieure, largeur nette en mm	529
Cote extérieure, profondeur nette en mm	542
Cote extérieure, hauteur brute en mm	540
Cote extérieure, largeur brute en mm	560
Cote extérieure, profondeur brute en mm	560
Poids net en kg	9,16
Poids brut en kg	11,00
Articles fournis	
E 336 Douille de rinçage MIBO, Ø 11 mm, longueur 121 mm [nombre]	3
E 362 Vis d'obturation [nombre]	2
E 442 Douille de rinçage, Ø 11 mm, longueur 121 mm, avec capuchon Ø 6 mm [nombre]	15
E 443 Douille de rinçage, Ø 11 mm, longueur 121 mm, avec capuchon Ø 10 mm [nombre]	5
E 444 Tambour pour câbles de fibres optiques/tuyaux d'aspiration [nombre]	1
E 445 – 12 capuchons de douille de rinçage E 442, ouverture avec Ø 6 mm [nombre]	1
E 446 – 12 capuchons de douille de rinçage E 443, ouverture avec Ø 10 mm [nombre]	1
E 447 Adaptateur femelle pour Luer-Lock mâle [nombre]	3
E 448 Flexible en silicone avec adaptateur Luer-Lock femelle [nombre]	6
E 449 Adaptateur mâle pour Luer-Lock femelle [nombre]	5
E 451 Complément 1/6 complément à mailles [nombre]	1
E 452 Gicleur à injection 2,5 x 60 mm [nombre]	3
E 453 Gicleur à injection 4 x 110 mm avec pince de maintien [nombre]	8
E 454 Gicleur à injection pour douilles de trocart 10-15 mm [nombre]	6

A 203
Chariot
pour la prise en charge optimale d'instruments MIC.



Code EAN: 4002516853985 / Numéro de matériel: 12667770 /
Ancien Numéro de matériel: 69620301D

E 456 Écarteurs pour instruments MIC [nombre]	4
E 464 Logement pour gicleur à injection E 454 [nombre]	3