

A 207

Chariot

pour la prise en charge optimale des micro-instruments.



- Traitement efficace : charge rapide et débit élevé
- Niveau sup. : max. 8 plateaux pr prise en charge instru. à cavité
- Niveau inf. : 8 plateaux horiz. pour instruments ophta. suppl.

Code EAN: 4002516854210 / Numéro de matériel: 12667800 /

Ancien Numéro de matériel: 69620702D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Catégorie de produit	
Chariots pour les instruments d'ophtalmologie	•
Domaine d'application	
Traitement des instruments d'ophtalmologie	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Possibilité d'ajouter un filtre central	•
Capacité	
Plaques/plateaux [nombre]	16
Jeux de bloc opératoire pour micro-instruments [nombre]	8
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	438
Cote extérieure, largeur nette en mm	530
Cote extérieure, profondeur nette en mm	542
Cote extérieure, hauteur brute en mm	692
Cote extérieure, largeur brute en mm	685
Cote extérieure, profondeur brute en mm	685
Poids net en kg	9,58
Poids brut en kg	13,32
Articles fournis	
A 311 Support pour plateaux [nombre]	2
Tuyau filtrant, A 800 [nombre]	1
Brosse de nettoyage, A 804 [nombre]	1