


A 302/2

Module à injection

prise en charge optimale de la verrerie de laboratoire – accepte 32 buses.



- Pour la verrerie, par ex. erlenmeyers, ballons gradués, etc.
- Module sans buses – équipement selon les besoins individuels
- Pour un maximum de 32 buses d'injection
- Composant du système EasyLoad
- Distance entre les buses 60 mm de largeur, 57 mm de profondeur
- Convient surtout pour A 844 et A 845 (buses de 2,5 mm de diamètre)

Code EAN: 4002516854098 / Numéro de matériel: 12669210 /

Ancien Numéro de matériel: 69630204D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs de laboratoire SlimLine	•
Appareils de nettoyage pour le nettoyage de pièces industriel	•
Laveurs de laboratoire SlimLine pour le nettoyage de pièces industriel	•
Accessoires	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour la verrerie à col étroit	•
Complément pour diverses bouteilles	•
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Composant du système EasyLoad	•
Capacité	
Verrerie à col étroit [nombre]	32
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	72
Cote extérieure, largeur nette en mm	195
Cote extérieure, profondeur nette en mm	479
Cote extérieure, hauteur brute en mm	90
Cote extérieure, largeur brute en mm	205
Cote extérieure, profondeur brute en mm	500
Poids net en kg	1,12
Poids brut en kg	1,96