


A 303
Module
pour la prise en charge optimale de max. 98 pipettes.



- Convient par ex. pour 98 pipettes de mesure et jaugées
- Hauteur du cadre de support : 150 mm
- Insertion 1 module respectivement dans chacun des paniers A 150 et APLW 106
- Hauteur de chargement : max. 450 mm (dans A 150) et 605 mm (dans APLW 106)

Code EAN: 4002516854746 / Numéro de matériel: 12669220 /
Ancien Numéro de matériel: 69630301D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les pipettes	•
Domaine d'application	
Traitement des pipettes/flacons	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Capacité	
Pipettes [nombre]	98
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	185
Cote extérieure, largeur nette en mm	222
Cote extérieure, profondeur nette en mm	471
Cote extérieure, hauteur brute en mm	220
Cote extérieure, largeur brute en mm	260
Cote extérieure, profondeur brute en mm	490
Poids net en kg	2,50
Poids brut en kg	3,08