

A 304

Module

pour la prise en charge optimale de jusqu'à 98 petits tubes.



- Convient par ex. pour 98 tubes à centrifuger, flacons, tubes à essai
- Les hauteurs de chargement sont différentes selon le positionnement
- Insertion 1 pce respectivement dans chacun des paniers A 100, A 150 et APLW 106

Code EAN: 4002516854982 / Numéro de matériel: 12669230 /

Ancien Numéro de matériel: 69630401D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Appareils de nettoyage pour le nettoyage de pièces industriel	•
Laveurs de laboratoire SlimLine pour le nettoyage de pièces industriel	•
Accessoires	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les tubes à essai	•
Domaine d'application	
Traitement des pipettes/flacons	•
Traitement des tubes à essai	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Capacité	
Flacons [nombre]	98
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	130
Cote extérieure, largeur nette en mm	222
Cote extérieure, profondeur nette en mm	471
Cote extérieure, hauteur brute en mm	150
Cote extérieure, largeur brute en mm	230
Cote extérieure, profondeur brute en mm	490
Poids net en kg	2,30
Poids brut en kg	3,15