

E 417/1

Utilisation

pour la prise en charge optimale de jusqu'à 30 spéculums auriculaires et nasaux.



- Pour prise en charge d'env. 30 spéculums auriculaires et nasaux
- 280 compartiments env. ?? x ??
- La largeur de mailles au fond correspond à 4 mm
- Utilisable dans le panier inférieur et supérieur

Code EAN: 4002516855224 / Numéro de matériel: 12669760 /

Ancien Numéro de matériel: 69541703D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Catégorie de produit	
Complément pour les instruments ORL	•
Domaine d'application	
Traitement des instruments ORL	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Nombre de compléments	280
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	80
Cote extérieure, largeur nette en mm	220
Cote extérieure, profondeur nette en mm	435
Cote extérieure, hauteur brute en mm	88
Cote extérieure, largeur brute en mm	196
Cote extérieure, profondeur brute en mm	475
Poids net en kg	1,51
Poids brut en kg	1,72