

E 458

Utilisation

pour la prise en charge optimale des tétines à visser.



- Convient pour 36 tétines à visser
- 36 compartiments de ?? x ??
- Équipé d'un couvercle rabattable et refermable

Code EAN: 4002516854265 / Numéro de matériel: 12669800 /

Ancien Numéro de matériel: 69545802D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7823	•
G 7824	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Catégorie de produit	
Autre complément	•
Domaine d'application	
Traitement des biberons	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Nombre de compléments	36
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	63
Cote extérieure, largeur nette en mm	215
Cote extérieure, profondeur nette en mm	445
Cote extérieure, hauteur brute en mm	90
Cote extérieure, largeur brute en mm	230
Cote extérieure, profondeur brute en mm	465
Poids net en kg	1,50
Poids brut en kg	1,77