

A 603
Embout
pour étendre le chariot A 500 à 2 niveaux.



- Avec bras de lavage

Code EAN: 4002516854432 / Numéro de matériel: 12669820 /
Ancien Numéro de matériel: 69660302D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Catégorie de produit	
Autre complément/autre module	•
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Capacité	
Compléments à mailles DIN [nombre]	3
Compléments à mailles SPRI [nombre]	2
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	565
Cote extérieure, largeur nette en mm	640
Cote extérieure, profondeur nette en mm	790
Cote extérieure, hauteur brute en mm	560
Cote extérieure, largeur brute en mm	715
Cote extérieure, profondeur brute en mm	860
Poids net en kg	6,93
Poids brut en kg	17,13