


A 605

Module

pour le traitement optimal des tubes, flacons, tubes à essai, etc.



- Équipé de 98 buses d'injection
- H max. 160 mm, Ø max. 20 mm
- Utilisable dans le chariot A 503

Code EAN: 4002516854074 / Numéro de matériel: 12669870 /

Ancien Numéro de matériel: 69660501D

Famille produit

Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire

•

Accessoires

PLW 8615

•

PLW 8616

•

PLW 8617

•

Catégorie de produit

Complément/module pour les tubes à essai

•

Domaine d'application

Traitement des pipettes/flacons

•

Traitement des tubes à essai

•

Traitement de la verrerie de laboratoire

•

Propriétés du produit

Matériau

Inox

Couleur

Inox

Capacité

Tubes à essai [nombre]

98

Flacons [nombre]

98

Dimensions et poids

Cote extérieure, hauteur nette en mm

158

Cote extérieure, largeur nette en mm

254

Cote extérieure, profondeur nette en mm

604

Cote extérieure, hauteur brute en mm

190

Cote extérieure, largeur brute en mm

288

Cote extérieure, profondeur brute en mm

620

Poids net en kg

2,85

Poids brut en kg

3,31