

E 466

Injektordüse

pour la prise en charge optimale de soufflets de 8 x 333 mm.



Code EAN: 4002516854920 / Numéro de matériel: 12669890 /

Ancien Numéro de matériel: 69746602D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Catégorie de produit	
Autres accessoires	•
Domaine d'application	
Traitement des instruments d'anesthésie	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Dimensions et poids	
Cote extérieure, profondeur nette en mm	333
Cote extérieure, hauteur brute en mm	12
Cote extérieure, largeur brute en mm	150
Cote extérieure, profondeur brute en mm	200
Poids net en kg	0,85
Poids brut en kg	1,01