

E 494

Utilisation

pour la prise en charge libre de 5 plaques microtitres.



Code EAN: 4002516853947 / Numéro de matériel: 12669920 /
Ancien Numéro de matériel: 69549402D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Laveurs de laboratoire SlimLine	•
Appareils de nettoyage pour le nettoyage de pièces industriel	•
Laveurs de laboratoire grande cuve pour le nettoyage de pièces industriel	•
Laveurs de laboratoire SlimLine pour le nettoyage de pièces industriel	•
Accessoires	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
PLW 8505	•
Catégorie de produit	
Autre complément	•
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement de divers ustensiles	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Capacité	
Plaques microtitres [nombre]	5
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	35
Cote extérieure, largeur nette en mm	205
Cote extérieure, profondeur nette en mm	440
Cote extérieure, hauteur brute en mm	90
Cote extérieure, largeur brute en mm	230

E 494

Utilisation

pour la prise en charge libre de 5 plaques microtitres.



Code EAN: 4002516853947 / Numéro de matériel: 12669920 /

Ancien Numéro de matériel: 69549402D

Cote extérieure, profondeur brute en mm	465
---	-----

Poids net en kg	0,49
-----------------	------

Poids brut en kg	0,72
------------------	------