

A 606

Module

utilisation de compléments pour verrerie au niveau supérieur du chariot A 503



- Avec bras de lavage

Code EAN: 4002516853961 / Numéro de matériel: 12669930 /
Ancien Numéro de matériel: 69660602D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Catégorie de produit	
Autre complément/autre module	•
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	97
Cote extérieure, largeur nette en mm	505
Cote extérieure, profondeur nette en mm	606
Cote extérieure, hauteur brute en mm	120
Cote extérieure, largeur brute en mm	525
Cote extérieure, profondeur brute en mm	610
Poids net en kg	2,40
Poids brut en kg	3,06