


A 613

Module

pour un traitement optimal des pipettes volumétriques et de mesure.



- Convient pour 98 pipettes
- Convient pour les pipettes de mesure d'un volume de 1–50 ml
- Convient pour les pipettes volumétriques d'un volume de 1–100 ml
- Utilisable dans le chariot A 503
- La capacité dépend du diamètre maximal des pipettes

Code EAN: 4002516854128 / Numéro de matériel: 12670020 /

Ancien Numéro de matériel: 69661301D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les pipettes	•
Domaine d'application	
Traitement des pipettes/flacons	•
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Capacité	
Pipettes [nombre]	98
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	194
Cote extérieure, largeur nette en mm	254
Cote extérieure, profondeur nette en mm	604
Cote extérieure, hauteur brute en mm	217
Cote extérieure, largeur brute en mm	283
Cote extérieure, profondeur brute en mm	615
Poids net en kg	2,69
Poids brut en kg	3,06