

A 620

Module à injection

traitement optimal de la verrerie de laboratoire, avec 10 places pour buse.



- Peut être équipé individuellement de 10 buses max.
- Pour utilisation sur les chariots de chargement A 503 et APLW 511
- Composant du système EasyLoad

Code EAN: 4002516853909 / Numéro de matériel: 12678100 /

Ancien Numéro de matériel: 69662001D

Famille produit

Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire

•

Accessoires

PLW 8615

•

PLW 8616

•

PLW 8617

•

Catégorie de produit

Complément/module pour la verrerie à col étroit

•

Complément pour diverses bouteilles

•

Domaine d'application

Traitement de la verrerie de laboratoire

•

Propriétés du produit

Matériau

Inox

Couleur

Inox

Composant du système EasyLoad

•

Dimensions et poids

Cote extérieure, hauteur nette en mm

113

Cote extérieure, largeur nette en mm

133

Cote extérieure, profondeur nette en mm

608

Cote extérieure, hauteur brute en mm

145

Cote extérieure, largeur brute en mm

150

Cote extérieure, profondeur brute en mm

620

Poids net en kg

1,59

Poids brut en kg

1,82