

A 621

Module à injection

traitement optimal de la verrerie de laboratoire, avec 20 places pour buse.



- Peut être équipé individuellement de 20 buses max.
- Pour utilisation sur les chariots de chargement A 503 et APLW 511
- Composant du système EasyLoad

Code EAN: 4002516855125 / Numéro de matériel: 12678110 /
Ancien Numéro de matériel: 69662101D

Famille produit

Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire

•

Accessoires

PLW 8615

•

PLW 8616

•

PLW 8617

•

Catégorie de produit

Complément/module pour la verrerie à col étroit

•

Complément pour diverses bouteilles

•

Domaine d'application

Traitement de la verrerie de laboratoire

•

Propriétés du produit

Matériau

Inox

Couleur

Inox

Composant du système EasyLoad

•

Capacité

Verrerie à col étroit [nombre]

20

Dimensions et poids

Cote extérieure, hauteur nette en mm

113

Cote extérieure, largeur nette en mm

173

Cote extérieure, profondeur nette en mm

608

Cote extérieure, hauteur brute en mm

170

Cote extérieure, largeur brute en mm

208

Cote extérieure, profondeur brute en mm

645

Poids net en kg

1,93

Poids brut en kg

2,27