

E 936

Utilisation

pour charger parfaitement jusqu'à 15 supports d'ampoule.



Code EAN: 4002516854326 / Numéro de matériel: 12678190 /

Ancien Numéro de matériel: 69593602D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7823	•
G 7824	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
Catégorie de produit	
Autre complément	•
Domaine d'application	
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Capacité	
Poignées d'éclairage [nombre]	15
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	90
Cote extérieure, largeur nette en mm	245
Cote extérieure, profondeur nette en mm	500
Cote extérieure, hauteur brute en mm	135
Cote extérieure, largeur brute en mm	277
Cote extérieure, profondeur brute en mm	529
Poids net en kg	0,65
Poids brut en kg	1,05