

E 975/2

Chariot

pour le nettoyage optimal des instruments sur 2 niveaux.



- Équipé d'un bras de lavage intégré
- Bande magnétique pour la détection automatique de chariot
- La mesure de chargement des deux niveaux est différente

Code EAN: 4002516853916 / Numéro de matériel: 12678470 /

Ancien Numéro de matériel: 69597504D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs à grande cuve, pompiers et services de secours	•
Accessoires	
PG 8527	•
PG 8528	•
Catégorie de produit	
Chariot pour compléments	•
Chariot pour les compléments à mailles	•
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Capacité	
Compléments à mailles DIN [nombre]	6
Compléments à mailles SPRI [nombre]	4
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	426
Cote extérieure, largeur nette en mm	636
Cote extérieure, profondeur nette en mm	790
Cote extérieure, hauteur brute en mm	790
Cote extérieure, largeur brute en mm	715
Cote extérieure, profondeur brute en mm	860
Poids net en kg	11,40
Poids brut en kg	28,60
Articles fournis	
Barre magnétique pour l'identification automatique de chariot (avec aimants) [nombre]	1