

A 622

Module à injection

pour le traitement optimal du verre de laboratoire, avec 36 points d'injection.



- Équipement individuel possible avec 36 buses max.
- Pour utilisation sur les chariots de chargement A 503 et APLW 511
- Composant du système EasyLoad

Code EAN: 4002516854531 / Numéro de matériel: 12678490 /

Ancien Numéro de matériel: 69662201D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour la verrerie à col étroit	•
Complément pour diverses bouteilles	•
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Composant du système EasyLoad	•
Capacité	
Verrerie à col étroit [nombre]	36
Bouteilles [nombre]	36
Ballons gradués [nombre]	36
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	113
Cote extérieure, largeur nette en mm	204
Cote extérieure, profondeur nette en mm	608
Cote extérieure, hauteur brute en mm	145
Cote extérieure, largeur brute en mm	222
Cote extérieure, profondeur brute en mm	629
Poids net en kg	2,23
Poids brut en kg	2,61