

A 602

Module

pour le traitement des instruments de chirurgie assistée par robot.



- Convient pour 8 instruments, nouvelle génération (Xi)

Code EAN: 4002516843108 / Numéro de matériel: 12678550 /

Ancien Numéro de matériel: 69660202D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
PG 8527	•
PG 8528	•
Catégorie de produit	
Module/logement pour les instruments de robotique	•
Domaine d'application	
Traitement des instruments de robotique	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Capacité	
Instruments de robotique [nombre]	8
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	303
Cote extérieure, largeur nette en mm	555
Cote extérieure, profondeur nette en mm	318
Cote extérieure, hauteur brute en mm	353
Cote extérieure, largeur brute en mm	354
Cote extérieure, profondeur brute en mm	590
Poids net en kg	5,15
Poids brut en kg	6,40