

A 808

Logement

pour le traitement des instruments de chirurgie assistée par robot.



- Pour les instruments spéciaux, pinces chirurgicales (Xi)

Code EAN: 4002516853886 / Numéro de matériel: 12680130 /
Ancien Numéro de matériel: 69680802D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
PG 8527	•
PG 8528	•
Catégorie de produit	
Module/logement pour les instruments de robotique	•
Domaine d'application	
Traitement des instruments de robotique	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Capacité	
Instruments de robotique [nombre]	1
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	50
Cote extérieure, largeur nette en mm	145
Cote extérieure, profondeur nette en mm	159
Cote extérieure, hauteur brute en mm	76
Cote extérieure, largeur brute en mm	164
Cote extérieure, profondeur brute en mm	244
Poids net en kg	0,21
Poids brut en kg	0,31