

MF 27/28-1

Chariots de transfert

pour le chargement & le déchargement des laveurs & désinfecteurs.



- Équipé de 4 roulettes dont 2 fixes
- Manipulation simple et agréable grâce aux poignées arrondies
- 2 côtés possibilités amarrage ou fixation app., convoyeur, etc.
- Hauteur de chargement 850 mm, – 100 mm, + 150 mm
- Avec bac collecteur démontable H 70, L 603, P 866 mm

Code EAN: 4002516853923 / Numéro de matériel: 12680160 /

Ancien Numéro de matériel: 69200112D

#### Famille produit

Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire

•

Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical

•

#### Accessoires

PG 8527

•

PG 8528

•

#### Catégorie de produit

Système de rangement/transport

•

#### Propriétés du produit

Matériau

Inox

Couleur

Inox

#### Dimensions et poids

Cote extérieure, hauteur nette en mm

1050

Cote extérieure, largeur nette en mm

740

Cote extérieure, profondeur nette en mm

930

Cote extérieure, hauteur brute en mm

1155

Cote extérieure, largeur brute en mm

800

Cote extérieure, profondeur brute en mm

1200

Poids net en kg

28,00

Poids brut en kg

47,60