

MF/3

Chariot

pour le chargement & le déchargement des laveurs & désinfecteurs.



- Pour une manipulation simple des chariots à instruments
- Mécanisme de relevage actionné par pression du pied
- Équipé de 2 roulettes réglables
- Hauteur de chargement de 751 mm, +/- 100 mm

Code EAN: 4002516853817 / Numéro de matériel: 12680170 /

Ancien Numéro de matériel: 69200119D

Famille produit

Laveurs-désinfecteurs, laboratoire

•

Laveurs-désinfecteurs, médical

•

Accessoires

G 7823

•

G 7824

•

G 7825

•

G 7826

•

Catégorie de produit

Système de rangement/transport

•

Propriétés du produit

Matériau

Inox

Couleur

Inox

Dimensions et poids

Cote extérieure, hauteur nette en mm

1182

Cote extérieure, largeur nette en mm

660

Cote extérieure, profondeur nette en mm

807

Cote extérieure, hauteur brute en mm

770

Cote extérieure, largeur brute en mm

800

Cote extérieure, profondeur brute en mm

1200

Poids net en kg

34,20

Poids brut en kg

55,80