

UGT 44-60/85

Socle, fermé, avec porte
pour un (dé)chargement ergonomique de l'appareil.



- Permet de ranger par ex. les produits chimiques de processus

Code EAN: 4002516854906 / Numéro de matériel: 12680260 /
Ancien Numéro de matériel: 69506002D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Thermodésinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Catégorie de produit	
Base/socle	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur brute en mm	468
Cote extérieure, largeur brute en mm	568
Cote extérieure, profondeur brute en mm	610
Poids net en kg	18,20
Poids brut en kg	19,80