

ProCare Dent 10 MA - 5 l

Détergent liquide, faiblement alcalin, 5 l

pour le traitement en machine des instruments dentaires



- Convient particulièrement aux instruments rotatifs.
- Adapté aux processus des laveurs-désinfecteurs Miele
- Protection élevée du matériel
- Contient des enzymes
- Vérifier la compatibilité de l'aluminium anodisé

Code EAN: 4029577158101 / Numéro de matériel: 12680640 /

Ancien Numéro de matériel: 66913204V1

Famille produit	
Thermodésinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve	•
Laveurs-désinfecteurs, dentaires	•
Utilisations possibles	
Élimination du sang	•
Élimination des résidus organiques	•
Dosage	
Recommandation de dosage par charge	3–7 ml/l (0,3–0,7 %)
Grande ouverture pour la lance de dosage	•
Dosage automatique	•
Degré de salissure	Léger à modéré
Utilisable avec tous les degrés de dureté de l'eau	•
Princip. domaines util.	
Cabinet dentaire	•
Propriétés du produit	
Type de produit	Produit de lavage légèrement alcalin
Forme d'agrégat	Concentré liquide
Composants	Enzymes, Tensio-actifs
Température de stockage minimale en °C	0
Température de stockage maximale en °C	25
Valeur de pH à 20 °C	10,1
Convient au traitement en machine des instruments et ustensiles	•
Approprié pour des matériaux sensibles	•
Convient pour les instruments standard et les instruments rotatifs	•
Vérifier la compatibilité de l'aluminium anodisé	•
Sans microplastique	•
Excellente préservation des matériaux	•
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	217
Cote extérieure, largeur nette en mm	142
Cote extérieure, profondeur nette en mm	248
Cote extérieure, hauteur brute en mm	185
Cote extérieure, largeur brute en mm	175
Cote extérieure, profondeur brute en mm	250
Poids brut en kg	5,75
Capacité en ml	5000
Conformités, contrôles et indicateurs	
CE	•
Conforme aux normes SGH/CLP	•