

TC 1150

Cadre d'habillage

Pour appareils de largeur 1150 mm sans condens. vapeur ou dispositif de séchage.



- Avec porte SAV verrouillable
- Le cache jusqu'au plafond doit être placé côté installation

Code EAN: 4002516853848 / Numéro de matériel: 12680670 /

Ancien Numéro de matériel: 69252005D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 8617	•
Catégorie de produit	
Cache	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	1002
Cote extérieure, largeur nette en mm	835
Cote extérieure, profondeur nette en mm	1200
Cote extérieure, hauteur brute en mm	1002
Cote extérieure, largeur brute en mm	860
Cote extérieure, profondeur brute en mm	1200
Poids net en kg	60,13
Poids brut en kg	75,13