

MC/2

Chariots de transfert

réglable en hauteur, pour le chargement & le déchargement des laveurs & désinfecteurs .



- Équipé de 4 roulettes, dont 2 sont verrouillables
- 2 tablettes (en forme de cuvette), poignée et tôle d'ancrage

Code EAN: 4002516853855 / Numéro de matériel: 12680970 /

Ancien Numéro de matériel: 69200113D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Catégorie de produit	
Système de rangement/transport	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	1003
Cote extérieure, largeur nette en mm	600
Cote extérieure, profondeur nette en mm	805
Cote extérieure, hauteur brute en mm	1210
Cote extérieure, largeur brute en mm	800
Cote extérieure, profondeur brute en mm	1200
Poids net en kg	18,00
Poids brut en kg	47,80