

A 306/1

Module

pour la prise en charge optimale de la verrerie de laboratoire de grand volume.



- Pour 4 cylindres gradués de 1–2 l, forme haute
- Pour 2 cylindres gradués 1–2 l, forme basse et 2 de forme haute
- Surfaces d'appui et de contact rilsanisées
- Les cylindres gradués peuvent être retirés avec le module inséré
- Longueur max. des éprouvettes graduées dans le panier inférieur A 150 : 500 mm
- Insertion de 2 modules max. dans les paniers A 150 et APLW 106

Code EAN: 4002516854456 / Numéro de matériel: 12683100 /

Ancien Numéro de matériel: 69630602D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour cylindres gradués	•
Module pour verrerie de laboratoire grand volume	•
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement des éprouvettes graduées	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox, Plastique, Câble, rilsanisé
Couleur	Inox, Noir, Blanc
Capacité	
Éprouvettes graduées [nombre]	4
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	235
Cote extérieure, largeur nette en mm	418
Cote extérieure, profondeur nette en mm	471
Cote extérieure, hauteur brute en mm	250
Cote extérieure, largeur brute en mm	390
Cote extérieure, profondeur brute en mm	485
Poids net en kg	2,88
Poids brut en kg	3,42