

A 310

Utilisation

pour la prise en charge optimale de 8 sabots de bloc opératoire.



- Pour une utilisation des les paniers supérieurs
- Pour accueillir 8 sabots de bloc OP jusqu'à la pointure 41
- Utilisable dans les paniers supérieurs A 101 et A 102

Code EAN: 4002516854661 / Numéro de matériel: 12684420 /
Ancien Numéro de matériel: 69631001D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Catégorie de produit	
Complément pour les sabots de bloc OP	•
Domaine d'application	
Traitement des sabots de bloc OP	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Capacité	
Sabots de bloc OP [nombre]	8
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	75
Cote extérieure, largeur nette en mm	405
Cote extérieure, profondeur nette en mm	435
Cote extérieure, hauteur brute en mm	100
Cote extérieure, largeur brute en mm	425
Cote extérieure, profondeur brute en mm	450
Poids net en kg	0,50
Poids brut en kg	0,83