

A 500

Chariot

avec 1 niveau pour nettoyer la verrerie et les ustensiles de laboratoire.



- Pour la prise en charge des compléments et compléments à mailles
- Avec A 603 extension possible à 2 niveaux

Code EAN: 4002516855026 / Numéro de matériel: 12684430 /

Ancien Numéro de matériel: 69650002D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs à grande cuve, pompiers et services de secours	•
Accessoires	
PLW 8615	•
PLW 8615 [Safety]	•
PLW 8616	•
PLW 8616 [Safety]	•
PLW 8617	•
PLW 8617 [Safety]	•
Catégorie de produit	
Chariot pour compléments	•
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Capacité	
Compléments à mailles DIN [nombre]	3
Compléments à mailles SPRI [nombre]	2
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	153
Cote extérieure, largeur nette en mm	650
Cote extérieure, profondeur nette en mm	790
Cote extérieure, hauteur brute en mm	190
Cote extérieure, largeur brute en mm	655
Cote extérieure, profondeur brute en mm	810
Poids net en kg	6,02
Poids brut en kg	7,37