

A 505

Chariot

avec 3 niveaux pour nettoyer la verrerie et les ustensiles de laboratoire.



- Pour la prise en charge des compléments et compléments à mailles

Code EAN: 4002516854678 / Numéro de matériel: 12685400 /

Ancien Numéro de matériel: 69650501D

Famille produit

Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire

•

Accessoires

PLW 8615

•

PLW 8616

•

PLW 8617

•

Catégorie de produit

Chariot pour compléments

•

Domaine d'application

Traitement de la verrerie de laboratoire

•

Traitement des compléments à mailles

•

Traitement de divers ustensiles

•

Propriétés du produit

Matériau

Inox, Plastique

Couleur

Inox, Noir

Capacité

Compléments à mailles DIN [nombre]

9

Compléments à mailles SPRI [nombre]

6

Dimensions et poids

Cote extérieure, hauteur nette en mm

543

Cote extérieure, largeur nette en mm

650

Cote extérieure, profondeur nette en mm

790

Cote extérieure, hauteur brute en mm

790

Cote extérieure, largeur brute en mm

715

Cote extérieure, profondeur brute en mm

860

Poids net en kg

15,60

Poids brut en kg

26,40