

E 491

Utilisation

pour la prise en charge optimale des instruments rotatifs.



- Convient pour 18 fraises de turbines
- Convient pour 30 contre-angles
- Également adapté aux instruments rotatifs, par ex. de podologie

Code EAN: 4002516855194 / Numéro de matériel: 12686260 /

Ancien Numéro de matériel: 68549103D

Famille produit	
Thermodésinfecteurs	•
Appareil de nettoyage, petit, dentaire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, Dental	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
PWA 8672	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les instruments dentaires	•
Domaine d'application	
Traitement des instruments dentaires	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Capacité	
Tiges [nombre]	48
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	53
Cote extérieure, largeur nette en mm	70
Cote extérieure, profondeur nette en mm	120
Cote extérieure, hauteur brute en mm	100
Cote extérieure, largeur brute en mm	265
Cote extérieure, profondeur brute en mm	180
Poids net en kg	0,30
Poids brut en kg	1,00