

UGT F10
Pieds
pour le socle UGT 44-60/85.



- Kit composé de 4 pieds
- Pour le vissage fixe au socle

Code EAN: 4002516860365 / Numéro de matériel: 12687190 /
Ancien Numéro de matériel: 69506102D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Thermodésinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Catégorie de produit	
Base/socle	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	83
Cote extérieure, largeur nette en mm	45
Cote extérieure, profondeur nette en mm	45
Cote extérieure, hauteur brute en mm	70
Cote extérieure, largeur brute en mm	110
Cote extérieure, profondeur brute en mm	185
Poids net en kg	1,23
Poids brut en kg	6,40