

DOS 60/30

Pompe de dosage

pour le dosage de produits liquides et neutres/alcalins.



- Pour le dosage de détergents liquides
- Pour le dosage des désinfectants chimiques
- Pour l'installation ultérieure par service après-vente de Miele

Code EAN: 4002516854463 / Numéro de matériel: 12687820 /

Ancien Numéro de matériel: 69225010D

Famille produit

Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire

•

Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical

•

Accessoires

G 7825

•

G 7826

•

Catégorie de produit

Système de dosage

•

Propriétés du produit

Taux d'extraction en ml/60 secondes

120

Longueur de la canne d'aspiration en mm

333

Dimensions et poids

Cote extérieure, hauteur brute en mm

165

Cote extérieure, largeur brute en mm

205

Cote extérieure, profondeur brute en mm

486

Poids net en kg

0,86

Poids brut en kg

1,26