

RX2/RX3-LA20

Batterie Li-Ion RX2/RX3 60

pour une autonomie non-stop 60 min. du Scout RX2/RX3.

Code EAN: 4002516867050 / Numéro de matériel: 12689280 /  
Ancien Numéro de matériel: 41996983INT



- Batterie de qualité grande capacité : 37,75 Wh
- Longue vie grâce à la technologie Lithium sans effet mémoire
- Avec protection contre courts-circuits, surchauffe et surtension
- Échange aisé et rapide de la batterie
- Chaque cellule haute performance est testée séparément