

TU XXL HyClean Pure

16 sacs aspirateur HyClean Pure TU à prix avantageux

La meilleure performance de filtration à 99,99% grâce au système Miele AirClean.

Code EAN: 4002516897354 / Numéro de matériel: 12695210 /
Ancien Numéro de matériel: 41996764INT



- 80% de matériaux recyclés* et excellente performance – unique sur le marché
- Canalisation du flux d'air 3D brevetée pour une longue durée d'utilisation
- Encore plus hygiénique grâce à la fermeture automatique de sac HyClose
- Contenu : 16 sacs aspirateur, 4 filtres d'évacuation d'air
- Convient pour tous les modèles Guard L1 et Guard S1

* avec une tolérance de +/- 5%