

ProCare Dent 10 A - 5 l
Détergent liquide, alcalin, 5 l
pour le traitement mécanique d'instruments dentaires.



- Convient pour les instruments dentaires, pas pour les instruments de transfert
- Adapté aux processus des laveurs-désinfecteurs Miele
- Protection élevée des matériaux contre la corrosion pour les instruments en inox
- Sans tensioactifs
- Sans additifs d'oxydation

Code EAN: 4029577157975 / Numéro de matériel: 12786440 /
Ancien Numéro de matériel: 66912201V1

Famille produit	
Thermodésinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve	•
Laveurs-désinfecteurs, dentaires	•
Utilisations possibles	
Élimination du sang	•
Élimination des résidus organiques	•
Dosage	
Recommandation de dosage par charge	3 ml/l (0,3 %)
Grande ouverture pour la lance de dosage	•
Dosage automatique	•
Degré de salissure	Fort
Utilisable avec tous les degrés de dureté de l'eau	•
Princip. domaines util.	
Cabinet dentaire	•
Propriétés du produit	
Type de produit	Produit de lavage alcalin
Forme d'agrégat	Concentré liquide
Composants	Phosphate, Silicates
Température de stockage minimale en °C	-15
Température de stockage maximale en °C	30
Valeur de pH à 20 °C	14,0
Convient au traitement en machine des instruments et ustensiles	•
Convient pour les instruments standard	•
Ne convient pas aux instruments de transfert	•
Sans agents oxydants	•
Sans tensioactifs	•
Sans microplastique	•
Excellentes capacités de nettoyage	•
Protection élevée des matériaux contre la corrosion	•
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	217
Cote extérieure, largeur nette en mm	142
Cote extérieure, profondeur nette en mm	248
Cote extérieure, hauteur brute en mm	250
Cote extérieure, largeur brute en mm	190
Cote extérieure, profondeur brute en mm	150
Poids brut en kg	9,65
Capacité en ml	5000
Conformités, contrôles et indicateurs	
CE	•
Conforme aux normes SGH/CLP	•