

ProCare Dent 40 - 1 l [Typ 1]

Produit de rinçage, 1 l

pour le traitement en machine des instruments dentaires et de transfert.



- Convient pour les instruments dentaires et de transfert
- Adapté aux processus des laveurs-désinfecteurs Miele
- Améliore et accélère la durée du séchage
- Neutralise les résidus d'alcalis
- Facilite le remplissage dans le doseur de porte grâce au bec verseur

Code EAN: 4029577158095 / Numéro de matériel: 12796390 /

Ancien Numéro de matériel: 66917103V1

Famille produit	
Thermodésinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve	•
Laveurs-désinfecteurs, dentaires	•
Dosage	
Recommandation de dosage par charge	0,3 ml/l (0,03 %)
Petite ouverture comme bec verseur	•
Dosage manuel	•
Utilisable avec tous les degrés de dureté de l'eau	•
Princip. domaines util.	
Cabinet dentaire	•
Propriétés du produit	
Type de produit	Produit de rinçage
Forme d'agrégat	Concentré liquide
Composants	Conservateur, Tensio-actifs, Acide citrique
Température de stockage minimale en °C	0
Température de stockage maximale en °C	30
Valeur de pH à 20 °C	2,0
Convient pour la porcelaine/céramique	•
Convient à tous les métaux utilisés pour les dispositifs médicaux	•
Convient pour les instruments standard et les instruments rotatifs	•
Sans microplastique	•
Améliore et raccourcit la durée du séchage	•
Prévention des taches d'eau	•
Neutralisation des résidus alcalins émis	•
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	241
Cote extérieure, largeur nette en mm	106
Cote extérieure, profondeur nette en mm	58
Cote extérieure, hauteur brute en mm	241
Cote extérieure, largeur brute en mm	106
Cote extérieure, profondeur brute en mm	58
Poids brut en kg	1,12
Capacité en ml	1000
Conformités, contrôles et indicateurs	
CE	•
Conforme aux normes SGH/CLP	•