

Boost CX1 Blue Pulse
Aspirateur-traîneau sans sac
pour une puissance d'aspiration maximale avec un design compact.



- Tube télescopique EasySlide réglable en hauteur
- Restez toujours sur la bonne voie avec TrackDrive
- Technologie Vortex dynamisant la performance de nettoyage
- Utilisable dans de nombreuses situations : brosse universelle
- Retient même les petites particules – Filtre AirClean Hygiène

Code EAN: 4002516897026 / Numéro de matériel: 12831350 /
Ancien Numéro de matériel: 41NRF340CE

Modèle	
Aspirateur chariot sans sac à poussière	•
Marque de produit	Boost CX1
Variante moteur	PowerLine
Type de produit	SNRF3
Modèle et design	
Couleur des appareils	Noir obsid.
Nettoyage	
Technologie Vortex	•
Confort d'utilisation	
Réglage électronique de la puissance d'aspiration	Sélecteur rotatif à 4 positions
Poignée de transport ergonomique	•
Poignée ergonomique	•
Système Parking pour le rangement	un côté
Mobilité	
TrackDrive	•
Rayon d'action en m	10
Longueur du câble en m	6,5
Système de filtre	
Filtre d'évacuation d'air	Filtre Hygiène AirClean
Caractéristiques techniques	
Puissance en W	890
Volume en dB	78,0
Largeur en mm	400
Hauteur en mm	280
Poids en kg	7,8
Puissance nominale en W	890
Accessoires fournis	
Embout à coussins	•
Suceur plat	•
Brosse à meuble	•
Brosse SBD 355-3	•
Brosse de nettoyage	Non