

ProCare Tex 11 - 800 g

Lessive universelle, poudre, moyennement alcaline, 800 g

pour le lavage des textiles blancs et des couleurs qui ne se décolorent pas.



- Pour une utilisation dans les lave-linge Miele Professional
- Particulièrement efficace même à basse température
- Excellentes performances de nettoyage grâce aux enzymes et à l'oxygène actif
- Excellentes propriétés détachantes sur la saleté et le gras

Code EAN: 4002516900078 / Numéro de matériel: 12833700 /

Ancien Numéro de matériel: 59705401V1

Famille produit	
Lave-linge	•
Dosage	
Adaptation de la concentration du dosage possible	•
Dosage manuel	•
Utilisable avec tous les degrés de dureté d'eau	•
Propriétés du produit	
Type de produit	Lessive tous textiles
Alcalinité	Alcalin
Forme d'agrégat	Poudre
Composants	Oxygène
Valeur de pH à 20 °C	10,0-11,0
Une efficacité de nettoyage améliorée grâce aux enzymes	•
Sans phosphates	•
Efficace à des températures de 30 à 90 °C	•
Particulièrement efficace à basse température	•
Sans microplastiques	•
Manipulation simple	•
Efficacité de lavage	
Élimination de la saleté	•
Élimination des protéines	•
Élimination des graisses	•
Blanchiment	•
Utilisation	
Systèmes en libre-service	•
Hôtels et pensions	•
Spa, remise en forme et sport	•
Écoles et crèches	•
Artisans et petits commerçants	•
Maisons de retraite et établissements de soin	•
Cabinets médicaux et cliniques	•
Restaurants, bars et traiteurs	•
Conseils de stockage	
Température de stockage minimale en °C	0
Température de stockage maximale en °C	40
À conserver dans un endroit frais et sec	•
Après le prélèvement de quantités partielles, refermer immédiatement le récipient	•
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	150
Cote extérieure, largeur nette en mm	120
Cote extérieure, profondeur nette en mm	120
Cote extérieure, hauteur brute en mm	125
Cote extérieure, largeur brute en mm	125
Cote extérieure, profondeur brute en mm	160
Capacité en g	800
Poids brut en kg	0,91 kg

ProCare Tex 11 - 800 g

Lessive universelle, poudre, moyennement alcaline, 800 g
pour le lavage des textiles blancs et des couleurs qui ne se décolorent pas.

Code EAN: 4002516900078 / Numéro de matériel: 12833700 /
Ancien Numéro de matériel: 59705401V1

Conformités, contrôles et indicateurs

Conforme aux normes SGH/CLP

