

ProCare Tex 11 COL - 500 g

Lessive couleurs, poudre, moyennement alcaline, 500 g pour le maintien des couleurs et le lavage de linge de couleurs.



- Pour une utilisation dans les lave-linge Miele Professional
- Lessive couleurs à haute concentration
- Dissout la graisse et la saleté tout en préservant les matériaux et les couleurs
- Puissance de lavage complète, même à 30 °C
- Très bonne protection contre le transfert de couleur
- Testé dermatologiquement

Code EAN: 4002516900085 / Numéro de matériel: 12833710 / Ancien Numéro de matériel: 59710401V1

Famille produit	
Lave-linge	•
Dosage	
Dosage manuel	•
Utilisable avec tous les degrés de dureté d'eau	•
Propriétés du produit	
Type de produit	Lessive couleurs
Alcalinité	Faiblement alcalin
Forme d'agrégat	Poudre
Composants	Tensio-
Valeur de pH à 20 °C	10,5
Biodégradable	•
Effet biologique grâce à des enzymes spéciales	•
Sans phosphates	•
Particulièrement efficace à basse température	•
Très efficace dès 40 °C	•
Durée d'action courte	•
Lavage efficace même à faible dosage	•
Décomposition sans aucun résidu	•
Sans microplastiques	•
Manipulation simple	•
Additif optimal pour toutes les lessives	•
Efficacité de lavage	
Élimination de la saleté	•
Élimination des protéines	•
Élimination des graisses	•
Effet antistatique	•
Utilisation	
Systèmes en libre-service	•
Hôtels et pensions	•
Spa, remise en forme et sport	•
Écoles et crèches	•
Artisans et petits commerçants	•
Maisons de retraite et établissements de soin	•
Cabinets médicaux et cliniques	•
Restaurants, bars et traiteurs	•
Conseils de stockage	
Température de stockage minimale en °C	-20
Température de stockage maximale en °C	40
À conserver dans un endroit frais et sec	•
Après le prélèvement de quantités partielles, refermer immédiatement le récipient	•
Utilisable après décongélation sans perte de qualité	•
Durée de conservation en mois	24
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	124
Cote extérieure, largeur nette en mm	118
Cote extérieure, profondeur nette en mm	118

ProCare Tex 11 COL - 500 g

Lessive couleurs, poudre, moyennement alcaline, 500 g
pour le maintien des couleurs et le lavage de linge de couleurs.



Code EAN: 4002516900085 / Numéro de matériel: 12833710 /
Ancien Numéro de matériel: 59710401V1

Cote extérieure, hauteur brute en mm	12
Cote extérieure, largeur brute en mm	300
Cote extérieure, profondeur brute en mm	400
Capacité en g	500
Poids brut en kg	0,56 kg

Conformités, contrôles et indicateurs

Conforme aux normes SGH/CLP

•