

ProCare Tex 70 S - 1 l

Adoucissant, concentré liquide, acide, 1 l

pour l'entretien des fibres afin de garantir des textiles souples à long terme.



- Pour une utilisation dans les lave-linge Miele Professional
- Assure une finition particulièrement douce
- Effet antistatique performant en cas de fibres mélangées
- Très bonne affinité
- Aucun parfum encapsulé

Code EAN: 4002516900092 / Numéro de matériel: 12833720 /  
Ancien Numéro de matériel: 59704401V1

<b>Famille produit</b>	
Lave-linge	•
<b>Dosage</b>	
Adaptation de la concentration du dosage possible	•
Dosage manuel	•
Utilisable avec tous les degrés de dureté d'eau	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Type de produit	Adoucissant
Alcalinité	Acide
Forme d'agrégat	Concentré liquide
Composants	Parfums
Valeur de pH à 20 °C	4,5
Sans phosphates	•
Sans microplastiques	•
Additif optimal pour toutes les lessives	•
<b>Efficacité de lavage</b>	
Effet antistatique	•
Excellente adsorption	•
<b>Utilisation</b>	
Systèmes en libre-service	•
Hôtels et pensions	•
Spa, remise en forme et sport	•
Écoles et crèches	•
Artisans et petits commerçants	•
Maisons de retraite et établissements de soin	•
Restaurants, bars et traiteurs	•
<b>Conseils de stockage</b>	
Température de stockage minimale en °C	4
Température de stockage maximale en °C	40
À conserver dans un endroit frais et sec	•
Après le prélèvement de quantités partielles, refermer immédiatement le récipient	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	265
Cote extérieure, largeur nette en mm	80
Cote extérieure, profondeur nette en mm	80
Cote extérieure, hauteur brute en mm	80
Cote extérieure, largeur brute en mm	80
Cote extérieure, profondeur brute en mm	270
Poids brut en kg	1,07 kg
Capacité en ml	1000
<b>Conformités, contrôles et indicateurs</b>	
Conforme aux normes SGH/CLP	•