

ProCare Universal 70 ST - 750 ml

Nettoyant universel, faiblement alcalin, 750 ml

pour éliminer soigneusement des résidus de graisse et la poussière.



- Concentration élevée efficace pour meilleurs résultats de lavage
- Excellente dissolution de salissures d'huile et de graisse
- Excellente préservation des matériaux
- Recommandé pour les appareils en inox Miele Professional et Steelco
- Distingué par l'Écolabel européen
- Emballage recyclable

Code EAN: 4002516954507 / Numéro de matériel: 12938290 /

Ancien Numéro de matériel: 66917702V1

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau fraîche	•
Lave-vaisselle ProfiLine	•
Lave-vaisselle à surchauffeur	•
Lave-vaisselle à surchauffeur à capot	•
Lave-linge	•
Sèche-linge	•
Laveurs de laboratoire	•
Laveurs de laboratoire grande cuve	•
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve	•
Laveurs-désinfecteurs, dentaires	•
Laveurs-désinfecteurs, médecine	•
Laveurs-désinfecteurs de grande capacité, médicaux	•
Stérilisateurs compacts	•
Utilisations possibles	
Nettoyage des surfaces en inox	•
Entretien manuel	•
Élimination des dépôts d'amidon	•
Élimination des résidus tenaces ou secs	•
Élimination de la graisse	•
Élimination de l'huile	•
Élimination des protéines	•
Élimination du sang	•
Dosage	
Dosage manuel	•
Propriétés du produit	
Type de produit	Produits nettoyants inox
Forme d'agrégat	Concentré liquide
Composants	Éthers de glycol, Séquestrants (sans phosphate), Agent de solution, Tensio-actifs
Valeur de pH à 20 °C	10,8
Emballage recyclable	•
Excellentes capacités de nettoyage	•
Sans phosphates	•
Sans composés phosphorés	•
Sans silicates	•
Excellente préservation des matériaux	•
Détergent intensif contenant des tensioactifs	•
Effet émulsifiant et dispersant important	•
Excellente compatibilité avec les matériaux	•
Conseils de stockage	
Température de stockage minimale en °C	5
Température de stockage maximale en °C	25
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	297

ProCare Universal 70 ST - 750 ml

Nettoyant universel, faiblement alcalin, 750 ml

pour éliminer soigneusement des résidus de graisse et la poussière.



Code EAN: 4002516954507 / Numéro de matériel: 12938290 /

Ancien Numéro de matériel: 66917702V1

Cote extérieure, largeur nette en mm	94
Cote extérieure, profondeur nette en mm	63
Cote extérieure, hauteur brute en mm	60
Cote extérieure, largeur brute en mm	90
Cote extérieure, profondeur brute en mm	260
Poids brut en kg	0,81
Capacité en ml	750

Conformités, contrôles et indicateurs

Écolabel européen

•

Numéros de contrôle

Écolabel européen : DE/020/507

•