

ProCare Lab 10 AP - 10 l détergent liquide, alcalin, 10 l

Pour nettoyage universel en machine d'ustensiles et de verrerie de laboratoire.



- Détergent alcalin avec un pourcentage élevé de dispersants
- Exempt de tensio-actifs, phosphates et oxydants
- Spécialement conçu pour les laveurs-désinfecteurs Miele Professional
- Compatible avec inox, verrerie de laboratoire, céramique et plastique
- Pour le nettoyage des résidus tenaces ou séchés

Code EAN: 4029577160159 / Numéro de matériel: 12958920 /
Ancien Numéro de matériel: 62924202V1

Famille produit	
Laveurs de laboratoire	•
Laveurs de laboratoire grande cuve	•
Utilisations possibles	
Élimination de la graisse	•
Élimination de l'huile	•
Élimination des résidus organiques	•
Dosage	
Recommandation de dosage par charge	2-4 ml/l (0,2-0,4 %)
Grande ouverture pour la lance de dosage	•
Dosage automatique	•
Plage de dureté de l'eau recommandée en mmol/l	0-0,5
Princip. domaines util.	
Laboratoires médicaux	•
Laboratoires biologiques	•
Laboratoires d'analyses microbiologiques	•
Laboratoires chimiques	•
Laboratoires d'analyse de l'eau	•
Laboratoires de l'industrie agroalimentaire	•
Laboratoires de l'industrie cosmétique	•
Laboratoires de l'industrie pétrolière	•
Laboratoire d'analyse de l'industrie	•
Industrie des phosphates	•
Industrie de la peinture	•
Laboratoires de l'industrie pharmaceutique	•
Propriétés du produit	
Type de produit	Produit de lavage alcalin
Forme d'agrégat	Concentré liquide
Composants	Hydroxyde de potassium, Polycarboxylate
Valeur de pH à 20 °C	14,0
Convient pour le plastique	•
Convient pour l'inox	•
Convient pour la verrerie de laboratoire	•
Convient pour la céramique	•
Ne convient pas pour l'aluminium	•
Ne convient pas aux métaux non ferreux et légers	•
Ne convient pas aux alliages de métaux légers	•
Sans agents oxydants	•
Sans phosphates	•
Sans tensioactifs	•
Sans microplastique	•
Excellentes capacités de nettoyage	•
Part élevée de dispersants	•
Conseils de stockage	
Température de stockage minimale en °C	0
Température de stockage maximale en °C	30

ProCare Lab 10 AP - 10 l détergent liquide, alcalin, 10 l

Pour nettoyage universel en machine d'ustensiles et de verrerie de laboratoire.

Code EAN: 4029577160159 / Numéro de matériel: 12958920 /
Ancien Numéro de matériel: 62924202V1



Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	308
Cote extérieure, largeur nette en mm	191
Cote extérieure, profondeur nette en mm	234
Cote extérieure, hauteur brute en mm	320
Cote extérieure, largeur brute en mm	230
Cote extérieure, profondeur brute en mm	190
Poids brut en kg	13,50
Capacité en ml	10000
Conformités, contrôles et indicateurs	
Conforme aux normes SGH/CLP	•