

ProCare Lab 10 AT - 5 l

Détergent liquide, alcalin, 5 l

pour nettoyage intensif en machine d'ustensiles et de verrerie de laboratoire.



- Détergent alcalin contenant des tensio-actifs
- Exempt de phosphates, d'oxydants et de silicates
- Spécialement conçu pour les laveurs-désinfecteurs Miele Professional
- Compatible avec inox, verrerie de laboratoire, céramique et plastique
- Nettoyage efficace des huiles, graisses, résines et colorants organiques

Code EAN: 4029577160166 / Numéro de matériel: 12959960 /

Ancien Numéro de matériel: 62925102V1

Famille produit	
Laveurs de laboratoire	•
Laveurs de laboratoire grande cuve	•
Utilisations possibles	
Élimination de la graisse	•
Élimination de l'huile	•
Élimination de la résine	•
Élimination des résidus organiques	•
Dosage	
Recommandation de dosage par charge	2-4 ml/l (0,2-0,4 %)
Grande ouverture pour la lance de dosage	•
Dosage automatique	•
Utilisable avec tous les degrés de dureté de l'eau	•
Princip. domaines util.	
Laboratoires biologiques	•
Laboratoires chimiques	•
Laboratoires d'analyse de l'eau	•
Laboratoires de l'industrie agroalimentaire	•
Laboratoires de l'industrie cosmétique	•
Laboratoires de l'industrie pétrolière	•
Laboratoire d'analyse de l'industrie	•
Industrie de la peinture	•
Laboratoires de l'industrie pharmaceutique	•
Propriétés du produit	
Type de produit	Produit de lavage alcalin
Forme d'agrégat	Concentré liquide
Composants	Hydroxyde de sodium, Polycarboxylate, Tensio-actifs
Valeur de pH à 20 °C	14,0
Convient pour le plastique	•
Convient pour l'inox	•
Convient pour la porcelaine/céramique	•
Convient pour la verrerie de laboratoire	•
Ne convient pas pour l'aluminium	•
Ne convient pas aux métaux non ferreux et légers	•
Ne convient pas aux alliages de métaux légers	•
Sans agents oxydants	•
Sans phosphates	•
Sans silicates	•
Sans microplastique	•
Excellentes capacités de nettoyage	•
Effet émulsifiant et dispersant important	•
Détergent intensif contenant des tensioactifs	•
Conseils de stockage	
Température de stockage minimale en °C	0
Température de stockage maximale en °C	30

ProCare Lab 10 AT - 5 l

Détergent liquide, alcalin, 5 l

pour nettoyage intensif en machine d'ustensiles et de verrerie de laboratoire.



Code EAN: 4029577160166 / Numéro de matériel: 12959960 /

Ancien Numéro de matériel: 62925102V1

Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	217
Cote extérieure, largeur nette en mm	142
Cote extérieure, profondeur nette en mm	248
Cote extérieure, hauteur brute en mm	250
Cote extérieure, largeur brute en mm	190
Cote extérieure, profondeur brute en mm	150
Poids brut en kg	6,50
Capacité en ml	5000
Conformités, contrôles et indicateurs	
Conforme aux normes SGH/CLP	•