

ProCare Lab 10 MA - 5 l

Détergent liquide, alcalin, 5 l

pour nettoyage doux en machine d'ustensiles et de verrerie de laboratoire.



- Produit de lavage universel alcalin
- Exempt d'oxydants et de tensio-actifs
- Spécialement conçu pour les laveurs-désinfecteurs Miele Professional
- Compatible avec inox, verrerie de laboratoire, céramique et plastique
- Nettoyage efficace pour les salissures légères à moyennes

Code EAN: 4029577160180 / Numéro de matériel: 12959990 /

Ancien Numéro de matériel: 62923102V1

Famille produit	
Laveurs de laboratoire	•
Laveurs de laboratoire grande cuve	•
Utilisations possibles	
Élimination des protéines	•
Élimination du sang	•
Élimination des restes de terreau	•
Élimination des résidus organiques	•
Dosage	
Recommandation de dosage par charge	2–4 ml/l (0,2–0,4 %)
Grande ouverture pour la lance de dosage	•
Dosage automatique	•
Utilisable avec tous les degrés de dureté de l'eau	•
Princip. domaines util.	
Laboratoires médicaux	•
Laboratoires biologiques	•
Laboratoires chimiques	•
Laboratoires d'analyse de l'eau	•
Laboratoires de l'industrie agroalimentaire	•
Laboratoires de l'industrie cosmétique	•
Instituts d'analyses sérologiques	•
Laboratoires de l'industrie pharmaceutique	•
Propriétés du produit	
Type de produit	Produit de lavage alcalin
Forme d'agrégat	Concentré liquide
Composants	Hydroxyde de potassium, Phosphate, Silicates
Valeur de pH à 20 °C	14,0
Convient pour le plastique	•
Convient pour l'inox	•
Convient pour la verrerie de laboratoire	•
Convient pour la céramique	•
Peu adapté aux métaux non ferreux	•
Compatibilité limitée pour l'aluminium	•
Ne convient pas pour l'aluminium	•
Ne convient pas aux alliages de métaux légers	•
Ne convient pas aux métaux légers	•
Sans agents oxydants	•
Sans tensioactifs	•
Sans microplastique	•
Excellentes capacités de nettoyage	•
Excellente préservation des matériaux	•
Utilisations multiples	•
Conseils de stockage	
Température de stockage minimale en °C	-15
Température de stockage maximale en °C	30
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	217

ProCare Lab 10 MA - 5 l
Détergent liquide, alcalin, 5 l
pour nettoyage doux en machine d'ustensiles et de verrerie de laboratoire.



Code EAN: 4029577160180 / Numéro de matériel: 12959990 /	
Ancien Numéro de matériel: 62923102V1	
Cote extérieure, largeur nette en mm	142
Cote extérieure, profondeur nette en mm	248
Cote extérieure, hauteur brute en mm	250
Cote extérieure, largeur brute en mm	190
Cote extérieure, profondeur brute en mm	150
Poids brut en kg	8,00
Capacité en ml	5000
Conformités, contrôles et indicateurs	
Conforme aux normes SGH/CLP	