

ProCare Lab 11 MA - 10 kg

Détergent en poudre, alcalin, 10 kg

pour nettoyage doux en machine d'ustensiles et de verrerie de laboratoire.



- Produit de lavage universel alcalin
- Propriétés d'amortissement de la mousse, exemptes d'oxydants
- Spécialement conçu pour les laveurs-désinfecteurs Miele Professional
- Compatible avec inox, verrerie de laboratoire, céramique et plastique
- Détergent en poudre pour dosage manuel

Code EAN: 4029577160210 / Numéro de matériel: 12960430 /

Ancien Numéro de matériel: 62921102V1

Famille produit	
Laveurs de laboratoire	•
Laveurs de laboratoire grande cuve	•
Utilisations possibles	
Élimination des protéines	•
Élimination du sang	•
Élimination des restes de terreau	•
Élimination des résidus organiques	•
Dosage	
Recommandation de dosage par charge	2-4 g/l (20-40 g/charge)
Dosage manuel	•
Utilisable avec tous les degrés de dureté de l'eau	•
Princip. domaines util.	
Laboratoires médicaux	•
Laboratoires biologiques	•
Laboratoires chimiques	•
Laboratoires d'analyse de l'eau	•
Laboratoires de l'industrie agroalimentaire	•
Laboratoires de l'industrie cosmétique	•
Instituts d'analyses sérologiques	•
Laboratoires de l'industrie pharmaceutique	•
Propriétés du produit	
Type de produit	Produit de lavage alcalin
Forme d'agrégat	Poudre
Composants	Phosphate, Silicates, Tensio-actifs
Valeur de pH à 20 °C	12,0
Convient pour le plastique	•
Convient pour l'inox	•
Convient pour la verrerie de laboratoire	•
Convient pour la céramique	•
Peu adapté aux métaux non ferreux	•
Compatibilité limitée pour l'aluminium	•
Ne convient pas pour l'aluminium	•
Ne convient pas aux alliages de métaux légers	•
Ne convient pas aux métaux légers	•
Sans agents oxydants	•
Sans microplastique	•
Protection des matériaux	•
Anti-mousse	•
Utilisations multiples	•
Les graduations sont particulièrement protégées	•
Conseils de stockage	
Température de stockage minimale en °C	0
Température de stockage maximale en °C	30
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	268
Cote extérieure, largeur nette en mm	265

ProCare Lab 11 MA - 10 kg

Détergent en poudre, alcalin, 10 kg
pour nettoyage doux en machine d'ustensiles et de verrerie de laboratoire.



Code EAN: 4029577160210 / Numéro de matériel: 12960430 /

Ancien Numéro de matériel: 62921102V1

Cote extérieure, profondeur nette en mm	265
Cote extérieure, hauteur brute en mm	280
Cote extérieure, largeur brute en mm	270
Cote extérieure, profondeur brute en mm	270
Charge en g	10000
Poids brut en kg	10,50

Conformités, contrôles et indicateurs

Conforme aux normes SGH/CLP

•