

Cleaning products local  
BIO Café Crema  
Idéal pour la préparation de Café Crema.



Code EAN: 4002516443230 / Numéro de matériel: 99269940 /  
Ancien Numéro de matériel:

- 100 % Arabica – sélectionné manuellement et torréfié pour Miele
- Léger arôme harmonieux avec un fruité fleuri
- Parfaitement adapté aux machines à café automatiques Miele
- Commerce équitable/Certification bio DE-ÖKO-001, Agriculture non UE
- 4 x 250 g grains de café entiers torréfiés en Allemagne